

## Расшифровка обозначений насадок:

**S** – обозначение стандарта SIRONA

**G** – насадки для снятия зубных отложений

**P** – периодонтические насадки

**E** – эндодонтические насадки

**SB** – сферические насадки

**D** (в конце наименования) – насадка с алмазным напылением

**L** или **R** (в конце наименования) – насадки, изогнутые влево или вправо соответственно

*Пример: PS2RD – периодонтическая насадка с алмазным напылением, изогнутая вправо.*



### **GS1**

Стандарт: **SIRONA**

Удаление наддесневого зубного камня легкой и средней степени.



### **GS2**

Стандарт: **SIRONA**

Плоский кончик для удаления крупного наддесневого зубного камня.



## GS3

Стандарт: **SIRONA**

Удаление зубного камня в наддесневом межзубном пространстве.



## GS4

Стандарт: **SIRONA**

Удаление наддесневого зубного камня любой степени.



## GS5

Стандарт: **SIRONA**

Удаление наддесневого зубного камня любой степени.



## GS6

Стандарт: **SIRONA**

Удаление крупного наддесневого зубного камня.



## GS7

Стандарт: **SIRONA**

Удаление мостов, коронок и штифтов путем разрушения цемента вибрацией. Круглое сечение, тупой обрезанный кончик.



## PS1

Стандарт: **SIRONA**

Удаление поддесневого зубного камня.



## PS3

Стандарт: **SIRONA**

Удаление поддесневого зубного камня при периодонтите.



## PS3D

Стандарт: **SIRONA**

Обработка канала корня при выполнении периодонтальной лоскутной операции.



## PS4

Стандарт: **SIRONA**

Удаление поддесневого зубного камня.



## PS4D

Стандарт: **SIRONA**

Удаление известковых отложений (кальцинации) и расширение корневых каналов в коронарной части.



## PS2L

Стандарт: **SIRONA**

Обработка фуркаций, межзубного камня в узких местах.

\* изгиб влево



## PS2R

Стандарт: **SIRONA**

Обработка фуркаций, межзубного камня в узких местах.

\* изгиб вправо



## PS2LD

Стандарт: **SIRONA**

Обработка фуркаций, межзубного камня в узких местах.

\*изгиб влево



## PS2RD

Стандарт: **SIRONA**

Обработка фуркаций, межзубного камня в узких местах.

\*изгиб вправо



## ES1

Стандарт: **SIRONA**

Угол изгиба 120 °.  
Держатель для U-файлов (эндофайлов); обычно используется для чистки каналов передних зубов.

\*(для хвостовика эндофайлов диаметром 0,57 мм)



## ES2

Стандарт: **SIRONA**

Угол изгиба 95 °.  
Держатель для U-файлов (эндофайлов); обычно используется для чистки каналов передних зубов.

\*(для хвостовика эндофайлов диаметром 0,57 мм)



## ES3

Стандарт: **SIRONA**

Уплотнение горячей гуттаперчи при пломбировании каналов, при отключенном водяном спрее.



## ES3D

Стандарт: **SIRONA**

Расширение и распломбировка корневых каналов.



## ES4

Стандарт: **SIRONA**

Расширение непроходимых каналов, удаление сломанных файлов и штифтов в середине и верхней части широких прямых каналов.



## ES4D

Стандарт: **SIRONA**

Распломбировка твердых материалов.



## ES5

Стандарт: **SIRONA**

Быстрое удаление зубного камня и временного цемента.



## ES5D

Стандарт: **SIRONA**

Удаление твердых материалов со стенок каналов.

\* повышенная абразивность (для удаления очень твердых пломбировочных материалов)



## ES8

Стандарт: **SIRONA**

Держатель **турбинного бора**, для расширения корневого канала.



## ES9

Стандарт: **SIRONA**

Держатель **турбинного бора**, для расширения корневого канала.



## ES10

Стандарт: **SIRONA**

Легкая обработка корневых каналов передних зубов.



## ES10D

Стандарт: **SIRONA**

Эффективная апикальная полировка передних зубов.



## ES11

Стандарт: **SIRONA**

Легкая обработка корневых каналов передних зубов.



## ES11D

Стандарт: **SIRONA**

Эффективная апикальная полировка передних зубов.



## SBS1

Стандарт: **SIRONA**

Обработка окклюзионных поверхностей и шейки зуба.

\* сферический кончик с алмазным напылением



## SBS2

Стандарт: **SIRONA**

Обработка шейки в межзубном пространстве без риска повреждения соседних зубов.

\* полусферический кончик с алмазным напылением сверху



## SBS3

Стандарт: **SIRONA**

Обработка шейки в межзубном пространстве без риска повреждения соседних зубов.

\* полусферический кончик с алмазным напылением снизу



## SBSL

Стандарт: **SIRONA**

Удаление кариозных областей зубов без риска повреждения соседних зубов.

\* наконечник с углом наклона 45° влево, кончик полусферический с алмазным напылением



## SBSR

Стандарт: **SIRONA**

Удаление кариозных областей зубов без риска повреждения соседних зубов.

\* наконечник с углом наклона 45° вправо, кончик полусферический с алмазным напылением